

LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN

Instrucciones para los instrumentos SAFIDENT

Los productos SAFIDENT se suministran sin esterilizar.

LIMPIEZA MANUAL

- No introducir los instrumentos SAFIDENT en un limpiador de ultrasonidos. Limpiar manualmente con un cepillo suave hasta eliminar todos los restos visibles.
- Utilizar una solución de pH neutro para limpiar el instrumento.
- Aclarar a fondo el instrumento para eliminar toda la solución.
- Dejar secar.

LAVADORA DE INSTRUMENTOS

- Utilizar solo lavadoras desinfectadoras conformes con la norma EN ISO 15883.
- Utilizar un detergente de pH neutro diseñado para lavadoras de instrumentos.
- Ejecutar el ciclo completo de la lavadora.

ESTERILIZACIÓN

- La esterilización por vapor es el método recomendado.
- Consultar y seguir siempre las instrucciones y recomendaciones del fabricante del esterilizador.

Tipo de ciclo	Temperatura mínima	Tiempo mínimo de exposición	Tiempo de secado
Prevacío	121 °C / 250 °F	6 minutos	30 minutos
Gravedad	121 °C / 250 °F	30 minutos	30 minutos

En ningún caso superar los 150 °C / 300 °F.

SWISS-DS-SAFIDENT, S.L.U. · C/ Ponent 10 · 43700 El Vendrell (Tarragona) · España · info@safident.eu · www.safident.eu